



Varenummer 221412

Hæmostatisk bandage, Spongostan, 10x10x10mm, dental, steril (tørsterilisering), engangs

- ✓ Gelatinebaseret hæmostatikum
- ✓ Til diffuse og mindre blødninger
- ✓ Kan klippes til form og størrelse



Produktbeskrivelse

Spongostan er et gelatinebaseret resorberbart hæmostatikum, der anvendes til at kontrollere diffuse, kapillære, venøse og mindre arterielle blødninger på steder, hvor ligatur, sutur, eller anden hæmostatisk procedure er svær eller upraktisk at anvende. Spongostan kan klippes til i den ønskede størrelse eller form uden at fragmentere.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæmostatisk bandage
Varemærke	Spongostan
Features	Dental, steril (tørsterilisering)
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Gelatine
Længde/dybde	10 mm
Bredde	10 mm
Højde	10 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke resteriliseres.
Holdbarhed	4 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	1 cm	1 cm	1 cm	25712123000759
stk	1 stk				5703538846779



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

