



## Produktdatablad

# Hæmostatisk bandage, steril, 1 x 1 x 1 cm

Varenummer: 221412



## Varedeklaration

Forpakning: 24 stk pr. pakke. Produktbetegnelse: Hæmostatisk bandage. Varemærke: Spongostan. Holdbarhed: 4 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: gelatine. Features: dental, steril (tørsterilisering). Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 10 mm. Bredde: 10 mm. Højde: 10 mm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Spongostan er et gelatinebaseret resorberbart hæmostatikum, der anvendes til at kontrollere diffuse, kapillære, venøse og mindre arterielle blødninger på steder, hvor ligatur, sutur, eller anden hæmostatisk procedure er svær eller upraktisk at anvende. Spongostan kan klippes til i den ønskede størrelse eller form uden at fragmentere. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke resteriliseres. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.