



Varenummer 221421



Fikseringsbind, ABENA, 4m x 12cm, hvid, crepe, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Luftig
- ✓ Stærk fiksering
- ✓ Hudvenlig



Produktbeskrivelse

ABENA Crepe fikseringsbind er blødt, luftigt og meget behageligt at bære. Fikseringsbindet er løstvævet og specielt velegnet over led samt hvor der ikke tåles klæbende materialer på huden. Anvendes som fikseringsbind til fiksering af sårbandager, katether, dræn m.m. Strækkevne > 80%.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Crepe, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	70% polyester, 30% polyamide
Længde/dybde	4 m
Bredde	12 cm
Vægt, netto	13.4 g
Tykkelse	26g±8% g/m2
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	320 rl	54 cm	36 cm	29.4 cm	6972403420782
pk	20 rl	17.5 cm	14 cm	13.4 cm	6972403420799
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.