



Varenummer 221424



Fikseringsbind, ABENA, 4m x 8cm, hvid, fin, latexfri, usteril

- ✓ Luftig
- ✓ Stærk fiksering
- ✓ Hudvenlig



Produktbeskrivelse

ABENA Fine fikseringsbind er blødt, luftigt og meget behageligt at bære. Fikseringsbindet er finvævet, elastisk og specielt velegnet over led samt hvor der ikke tåles klæbende materialer på huden. Anvendes som fikseringsbind til fiksering af sårbandager, katether, dræn m.m.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Fin, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	99% polyester, 1% polyamid
Længde/dybde	4 m
Bredde	8 cm
Tykkelse	26g/m ²
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år fra produktionsdatoen
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	480 rl	41 cm	36.5 cm	33 cm	6972403420843
pk	20 rl	15.5 cm	13 cm	8.5 cm	6972403420850
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.