



Produktdatablad

Fikseringsbind elastisk, 10 cm x 4 m

Varenummer: 221425



Varedeklaration

Forpakning: 20 Rulle pr. Pakke, 20 Pakke pr. Kolli, 24 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Fikseringsbind. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdatoen. Ingredienser/sammensætning: 99% polyester, 1% polyamid. Features: fin, latexfri, usteril. Vægt, netto: 10,5 g. Vægt, brutto: 250 g. Længde/dybde: 4 m. Bredde: 10 cm. Tykkelse: $26 \pm 8\%$ g/m². Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: UK MDR 2002. Produktbeskrivelse: ABENA Fine fikseringsbind er blødt, luftigt og meget behageligt at bære. Fikseringsbindet er finvævet, elastisk og specielt velegnet over led samt hvor der ikke tåles klæbende materialer på huden. Anvendes som fikseringsbind til fiksering af sårbandager, katether, dræn m.m. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.