

Varenummer 221428



Hæmostatisk bandage, Spongostan, 50x75x1mm, special, steril, tørsterilisering, engangs

Produktbeskrivelse

Spongostan er et gelatinebaseret resorberbart hæmostatikum, der anvendes til at kontrollere diffuse, kapillære, venøse og mindre arterielle blødninger på steder, hvor ligatur, sutur, eller anden hæmostatisk procedure er svær eller upraktisk at anvende. Spongostan kan klippes til i den ønskede størrelse eller form uden at fragmentere.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæmostatisk bandage
Varemærke	Spongostan
Features	Special, steril, tørsterilisering
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Gelatine
Længde/dybde	50 mm
Bredde	75 mm
Højde	1 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke resteriliseres.
Holdbarhed	4 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	5 cm	7.5 cm	0.1 cm	25712123000049
stk	1 stk				

