



Varenummer 221430



Post-OP forbinding, ABENA, 6x7cm, hvid, latexfri, steril, engangs

- ✓ Absorberende og åndbar bandage
- ✓ Blød og fleksibel, former sig efter kroppen
- ✓ Klæberen er kolofoniumfri



Produktbeskrivelse

ABENA Post-OP forbinding er fremstillet med en blød nonwoven bagside med en hudvenlig acrylicklæber. Sårpuden af blød polyester, er absorberende og hænger ikke i såret. Forbindingen er blød og former sig efter kroppens konturer. Nonwoven bagsiden tillader at huden kan ånde gennem forbindingen. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrab beskyttelse over suturerede sår.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbinding
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Polypropylen, polyester, acrylklæber
Længde/dybde	6 cm
Bredde	7 cm
Vægt, netto	1 g
Vægt, brutto	2.2 g
Størrelse på sårpude	3 x 4 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1600 stk	40 cm	31 cm	26 cm	6926515401290
pk	100 stk	15 cm	9,5 cm	12 cm	6926515401283
stk	1 stk				6926515401276



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt

