



Varenummer 221431



## Forbinding, Post-OP, ABENA, 8x10cm, hvid, latexfri, steril, engangs

- ✓ Absorberende og åndbar bandage
- ✓ Blød og fleksibel, former sig efter kroppen
- ✓ Klæberen er kolofoniumfri



### Produktbeskrivelse

ABENA Post-OP forbinding er fremstillet med en blød nonwoven bagside med en hudvenlig acrylicklæber. Sårpuden af blød polyester, er absorberende og hænger ikke i såret. Forbindingen er blød og former sig efter kroppens konturer. Nonwoven bagsiden tillader at huden kan ånde gennem forbindingen. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrab beskyttelse over suturerede sår.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Forbinding
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Polypropylen, polyester, acrylklæber
Længde/dybde	8 cm
Bredde	10 cm
Vægt, netto	1.8 g
Vægt, brutto	3.6 g
Størrelse på sårpude	4 x 5 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1120 stk	48 cm	25 cm	33 cm	6926515401658
pk	70 stk	12.3 cm	12.3 cm	15.8 cm	6926515401641
stk	1 stk				6926515401634



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

**STERILE**

Produktet er steril

