



Produktdatablad

Absorberende bandage m/non-woven klæbekant, steril, 8 x 10 cm

Varenummer: 221431



Varedeklaration

Forpakning: 70 stk pr. pakke. 16 pakker pr. kolli. 24 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Post-OP forbinding. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 5 år. Farve: hvid. Materiale: nonwoven. Ingredienser/sammensætning: polypropylen, polyester, acrylklæber. Features: latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: EO. Vægt, netto: 1,8 g. Vægt, brutto: 3,6 g. Længde/dybde: 8 cm. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Størrelse på sårpude: 4 x 5 cm. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: ABENA Post-OP forbinding er fremstillet med en blød nonwoven bagside med en hudvenlig acrylklæber. Sårpuden af blød polyester, er absorberende og hænger ikke i såret. Forbindingen er blød og former sig efter kroppens konturer. Nonwoven bagsiden tillader at huden kan ånde gennem forbindingen. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrab beskyttelse over suturerede sår. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.