



Varenummer 221433



Post-OP forbinding, ABENA, 10x20cm, hvid, latexfri, steril, engangs

- ✓ Absorberende
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Åndbar
- ✓ Fleksibel



Produktbeskrivelse

ABENA Post-OP forbinding er fremstillet med en blød nonwoven bagside med en hudvenlig acrylklæber. Sårpuden af blød polyester, er absorberende og hænger ikke i såret. Forbindingen er blød og former sig efter kroppens konturer. Nonwoven bagsiden tillader at huden kan ånde gennem forbindingen. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrab beskyttelse over suturerede sår.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbinding
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Polypropylen, polyester, acrylklæber
Længde/dybde	10 cm
Bredde	20 cm
Vægt, netto	4.8 g
Vægt, brutto	8.7 g
Størrelse på sårpude	5 x 15 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	640 stk	56 cm	37.1 cm	27 cm	6926515401474
pk	40 stk	26.9 cm	13.9 cm	9.2 cm	6926515401467
stk	1 stk				6926515401450



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt