



Varenummer 221434



Post-OP forbindelse, ABENA, 10x25cm, hvid, latexfri, steril, engangs

- ✓ Absorberende og åndbar bandage
- ✓ Blød og fleksibel, former sig efter kroppen
- ✓ Klæberen er kolofoniumfri



Produktbeskrivelse

ABENA Post-OP forbindelse er fremstillet med en blød nonwoven bagside med en hudvenlig acrylicklæber. Sårpuden af blød polyester, er absorberende og hænger ikke i såret. Forbindingen er blød og former sig efter kroppens konturer. Nonwoven bagsiden tillader at huden kan ånde gennem forbindingen. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrab beskyttelse over suturerede sår.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbindelse
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Polypropylen, polyester, acrylklæber
Længde/dybde	10 cm
Bredde	25 cm
Vægt, netto	5.9 g
Vægt, brutto	11.7 g
Størrelse på sårpude	5 x 20 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	640 stk	56 cm	32.5 cm	36 cm	6926515401566
pk	40 stk	30.9 cm	13.8 cm	9.2 cm	6926515401559
stk	1 stk				6926515401542



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt