



Varenummer 221435

## IV-fiksering, ABENA, 6x8cm, hvid, latexfri, steril, engangs

- ✓ Latexfri
- ✓ Enkeltpakkede
- ✓ Steril



### Produktbeskrivelse

ABENA IV-forbinding er en blød og behagelig forbinding. Oversiden er blød og behagelig nonwoven materiale. Den bløde pude på forbindingen absorberer overskydende væske fra indstikstedet og forhindrer at forbindingen hænger i kanylen. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Forbindingen er forsynet med en glids og er nem at applikere. Er latexfri, enkeltpakkede og sterile.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Akryl, nonwoven, polyester
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven, acrylatklæber, polyester
Længde/dybde	6 cm
Bredde	8 cm
Vægt, netto	1.1 g
Vægt, brutto	3.2 g
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Anvendes til fiksering af iv-kanyler, dræn mm. I sættet medfølger en lille pude til at lægge under iv-kanylen for at beskytte mod trykskader.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1600 stk	40 cm	27.5 cm	32 cm	6926515401351
pk	100 stk	31.8 cm	7.2 cm	14.5 cm	6926515401344
stk	1 stk				6926515401337



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt