



Varenummer 221435



## IV-fiksering, ABENA, 6x8cm, hvid, latexfri, steril, engangs

- ✓ Latexfri
- ✓ Enkeltpakkede
- ✓ Steril



### Produktbeskrivelse

ABENA IV-forbinding er en blød og behagelig forbinding. Oversiden er blød og behagelig nonwoven materiale. Den bløde pude på forbindingen absorberer overskydende væske fra indstikstedet og forhindrer at forbindingen hænger i kanylen. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Forbindingen er forsynet med en slids og er nem at applikere. Er latexfri, enkeltpakkede og sterile.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Akryl, nonwoven, polyester
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven, acrylatklæber, polyester
Længde/dybde	6 cm
Bredde	8 cm
Vægt, netto	1.1 g
Vægt, brutto	3.2 g
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1600 stk	42 cm	25 cm	32 cm	6926515401351
pk	100 stk	11.5 cm	9.5 cm	15 cm	6926515401344
stk	1 stk				6926515401337



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.