



Varenummer 221436



Post-OP forbinding, ABENA, 6x7cm, hvid, væsketæt, latexfri, steril, engangs

- ✓ Absorberende
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Åndbar
- ✓ Fleksibel
- ✓ Semipermeabel



Produktbeskrivelse

ABENA Post-OP vandtæt forbinding er en blød og behagelig steril forbinding til mindre sår med lav sekretion samt til suturerede sår. Oversiden er nonwoven materiale med en semipermeabel polyurethanfilm yderst. Oversiden bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Forbindingen er væske- og bakterietæt, ligesom den er brusetæt. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrabninger samt beskyttelse over suturerede sår.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbinding
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Væsketæt, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Polypropylen, polyurethan, polyester, acrylklæber
Længde/dybde	6 cm
Bredde	7 cm
Størrelse på sårpude	3 x 4 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1600 stk	40 cm	27.5 cm	29.5 cm	6926515401320
pk	100 stk	14 cm	9.5 cm	12.2 cm	6926515401313
stk	1 stk				6926515401306



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er væskebestandigt.



Produktet er kun til engangsbrug.

Produktet er sterilt

STERILE

