



Produktdatablad

Absorberende bandage m/non-woven klæbekant, steril, væsketæt, 6 x 7 cm

Varenummer: 221436



Varedeklaration

Forpakning: 100 stk pr. pakke. 16 pakker pr. kolli. 36 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Post-OP forbinding. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 5 år. Farve: hvid. Materiale: nonwoven. Ingredienser/sammensætning: polypropylen, polyurethan, polyester, acrylklæber. Features: væsketæt, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: EO. Længde/dybde: 6 cm. Bredde: 7 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Størrelse på sårpude: 3 x 4 cm. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC.

Produktbeskrivelse: ABENA Post-OP vandtæt forbinding er en blød og behagelig steril forbinding til mindre sår med lav sekretion samt til suturerede sår. Oversiden er nonwoven materiale med en semipermeabel polyurethanfilm yderst. Oversiden bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Forbindingen er væske- og bakterietæt, ligesom den er brusetæt. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrabninger samt beskyttelse over suturerede sår. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.