



Varenummer 221437



Forbinding, Post-OP, ABENA, 8x10cm, hvid, væsketæt, latexfri, steril, engangs

- ✓ Absorberende og åndbar bandage
- ✓ Blød og fleksibel, former sig efter kroppen
- ✓ Med semipermeable overfladefilm, hvilket gør den væsketæt
- ✓ Klæberen er kolofoniumfri



Produktbeskrivelse

ABENA Post-OP vandtæt forbinding er en blød og behagelig steril forbinding til mindre sår med lav sekretion samt til suturerede sår. Oversiden er nonwoven materiale med en semipermeabel polyurethanfilm yderst. Oversiden bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Forbindingen er væske- og bakterietæt, ligesom den er brusetæt. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrabninger samt beskyttelse over suturerede sår.



STERILE



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Forbinding |
| Varemærke | ABENA |
| Farve | Hvid |
| Features | Væsketæt, latexfri, steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Nonwoven |
| Ingredienser/sammensætning | Polypropylen, polyurethan, polyester, acrylklæber |
| Længde/dybde | 8 cm |
| Bredde | 10 cm |
| Vægt, netto | 2.4 g |
| Vægt, brutto | 4.2 g |
| Størrelse på sårpude | 4 x 6 cm |
| Steriliseringsmetode | EO |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 1120 stk | 48 cm | 29.5 cm | 31.5 cm | 6926515401382 |
| pk | 70 stk | 15.5 cm | 11.8 cm | 15.8 cm | 6926515401375 |
| stk | 1 stk | | | | 6926515401368 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er steril



Produktet er væskebestandigt.



Produktet indeholder ikke latex.

