



Varenummer 221439



## Post-OP forbinding, ABENA, 10x20cm, hvid, væsketæt, latexfri, steril, engangs

- ✓ Absorberende og åndbar bandage
- ✓ Blød og fleksibel, former sig efter kroppen
- ✓ Med semipermeable overfladefilm, hvilket gør den væsketæt
- ✓ Klæberen er kolofoniumfri



### Produktbeskrivelse

ABENA Post-OP vandtæt forbinding er en blød og behagelig steril forbinding til mindre sår med lav sekretion samt til suturerede sår. Oversiden er nonwoven materiale med en semipermeabel polyurethanfilm yderst. Oversiden bevirker at væske fra såret kan fordampe for at nedsætte risikoen for maceration under forbindingen. Sårpuden absorberer overskydende væske fra såret og forhindrer at forbindingen hænger fast. Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester. Forbindingen er væske- og bakterietæt, ligesom den er brusetæt. Anvendes som primær bandage ved tørre til let væskende sår, såsom rifter, snit og hudafskrabninger samt beskyttelse over suturerede sår.



STERILE



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbinding
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Væsketæt, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Polypropylen, polyurethan, polyester, acrylklæber
Længde/dybde	10 cm
Bredde	20 cm
Vægt, netto	5.5 g
Vægt, brutto	10.3 g
Størrelse på sårpude	5 x 14 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	640 stk	56 cm	26.5 cm	34 cm	6926515401504
pk	40 stk	26 cm	13.5 cm	8.5 cm	6926515401498
stk	1 stk				6926515401481



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er væskebestandigt.



Produktet indeholder ikke latex.

