



Varenummer 221481

Sårgel, Activon Tube, med 100% Manuka honning, steril, 25 g

- ✓ 100% Manukahonning
- ✓ Uden tilsætningsstoffer
- ✓ Renset og steriliseret
- ✓ Mindsker lugtgener
- ✓ Skaber et fugtigt sårhelingsmiljø



Produktbeskrivelse

Activon er 100% ren Manukahonning uden tilsætningsstoffer. Manukahonning har en kendt antibakteriel og helende virkning på sår. Desuden medvirker Activons osmotiske effekt på oprensning af såret. Mindsker lugtgener og medvirker til fugtig sårheling. Kan anvendes på alle typer sår i alle faser. Er tuben anbrudt er holdbarhedstiden 90 dage. Er den flydende honning blevet kold og hård, kan dette afhjælpes ved at opvarme produktet til stuetemperatur før brug (max. 50 grader) uden at virkningen går tabt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårgel
Varemærke	Activon
Vareserie	Tube
Features	Med 100% Manuka honning, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	25 g
Steriliseringmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	35.5 cm	33 cm	27 cm	5060031471205
pk	12 stk	15.5 cm	6.5 cm	12.5 cm	5060031471199
stk	1 stk				5060031471182



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.