

Varenummer 221488

Hæmostatisk bandage, Surgicel,  
5x1,25cm, steril, engangs



## Produktbeskrivelse

Anvendes som tamponadeeffekt for at opnå lokal blodstandsning under og efter kirurgiske indgreb.

STERILE

## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Hæmostatisk bandage                                                              |
| Varemærke                        | Surgicel                                                                         |
| Features                         | Steril                                                                           |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | ORC (oxideret regenereret cellulose)                                             |
| Længde/dybde                     | 5 cm                                                                             |
| Bredde                           | 1.25 cm                                                                          |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse III                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|-----|
| pk    | 10 stk     | 14 cm  | 12 cm  | 6.5 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |        |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE