



Varenummer 221489

Hæmostatisk bandage, Spongostan, 8x3cm, anal, steril, tørsterilisering, engangs

Produktbeskrivelse

Spongostan anal-tampon anvendes efter operation i rectum. Spongostan er en lokalt virkende hæmostatisk svamp til brug ved operationer med venøse og sivende blødninger. Den klæber til det blødende sår og absorberer ca. 45 gange sin egen vægt. Når Spongostan implanteres i væv resorberes den inden for 3 - 5 uger. Den nedbrydes hurtigt og udskilles spontant.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæmostatisk bandage
Varemærke	Spongostan
Features	Anal, steril, tørsterilisering
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Gelatine
Længde/dybde	8 cm
Bredde	3 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke resteriliseres.
Holdbarhed	4 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	33.3 cm	7.8 cm	13.5 cm	

STERILE

Produktet er sterilt