



Varenummer 221514

Tape, Siltape, 1,5m x 4cm, perforeret, med silikoneklæb, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Siltape silikonetape er en blød fikseringstape, hvor silikonen bevirker mindre traume og smerte ved aftagning. Kan anvendes som plaster, til fiksering af slanger, iltkatetre, sonder m.m. Kan endvidere anvendes som ekstra beskyttelse af udsat hud samt til forebyggelse af vabler. Tapen er permeabel og hæfter kun på tør hud. Fungerer desuden som en barriere mod bakterier. Er perforeret og er således let at arbejde med. Afrives uden brug af saks.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Siltape
Features	Perforeret, med silikoneklæb, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Silikone, PUR
Længde/dybde	1.5 m
Bredde	4 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	32.3 cm	13.3 cm	4.7 cm	5060031473360
stk	1 stk				5060031473346



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.