



Varenummer 221520

Gipsbandage, Scotchcast Plus, 3,6m x 7,6cm, hvid, usteril



Produktbeskrivelse

3M Scotchcast Plus kan anvendes til alle typer frakturbehandling. Scotchcast Plus kombinerer fordelene ved syntetisk bandage med håndteringsnemheden af gips, og er sikkert, rent og hurtigt at applicere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gipsbandage
Varemærke	Scotchcast Plus
Farve	Hvid
Features	Usteril
Ingredienser/sammensætning	Knyttet glasfiber imprægneret med PUR resin
Længde/dybde	3.6 m
Bredde	7.6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	10 stk	29.5 cm	13.5 cm	14.7 cm	50707387394863
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.