



Varenummer 221526

Hydrokolloid bandage, Tegaderm Hydrocolloid , 17,1x16,1cm, sacral, steril

- ✓ Hurtigere sårheling
- ✓ Såret kan observeres gennem forbindingen
- ✓ Færre forbindelsesskift
- ✓ Ugennemtrængelig for væske, bakterier og virus
- ✓ Bedre fiksering, hindrer utæthed og kantløsning
- ✓ Omkringliggende hud holdes intakt
- ✓ Tillader patientsoignering uden et forbindelsesskift



Produktbeskrivelse

Hydrokolloid bandage med polyuretanfilm på ydersiden. Anvendes til let til moderat væskende sår af alle sårtyper, hvor man ønsker en lav skiftefrekvens. Kan sidde max. 7 dage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrokolloid bandage
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Hydrocolloid
Features	Sacral, steril
Ingredienser/sammensætning	27,2% carboxymethylcellulose, 32,5% polyisoprene, 40% vistanex acrylat klæber, polyurethan film
Længde/dybde	17.1 cm
Bredde	16.1 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke anvendes til diabetiske fodsår eller inficerede sår. Bør ikke klippes i.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	24 stk	33 cm	25 cm	5 cm	
pk	6 stk	32 cm	33.5 cm	1 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt