



Produktdatablad

Filmforbinding Tegaderm Roll, 10cm x 10m

Varenummer: 221527



Varedeklaration

Forpakning: 4 stk pr. kolli. 140 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Filmforbinding. Varemærke: Tegaderm. Vareserie: Roll. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: PUR, acrylatklæber, polyester, PE. Features: på rulle, latexfri, usteril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 10 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Blød transparent, semipermeabel polyuretanfilm.

Anvendes som beskyttende bandage alene eller som sekundær/fikserende bandage i kombination med andre sårbandager, hvor det ikke er nødvendigt med en steril bandage. Der afklippes passende stykker af rullen. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.