



Varenummer 221532

## Hydrogel, Tegaderm, 15 g, latexfri, steril

- ✓ Nem at applicere
- ✓ Ikke cytotoxic
- ✓ Latexfri



### Produktbeskrivelse

Tegaderm hydrogel er en steril flydende gel, velegnet til at opretholde eller genskabe et fugtigt sårmiljø. Anvendes til ikke eller ringe væskende sår af alle sårtyper, hvor man ønsker at tilføre fugt. Passende sekundær bandage lægges over.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Hydrogel                                                                         |
| Varemærke                        | Tegaderm                                                                         |
| Features                         | 15 g, latexfri, steril                                                           |
| Ingredienser/sammensætning       | Vand, propylenglykol, guar gummi, natriumtetraborat                              |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 2 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.                                      |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 100 stk    | 24 cm   | 23.8 cm | 13.8 cm | 50707387564099 |
| pk    | 10 stk     | 11.3 cm | 4.5 cm  | 11.3 cm | 30707387564095 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**STERILE**

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke  
latex.