



Varenummer 221556

## Sølvbandage, Tegaderm Alginate Ag, 30x3cm, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Kan fjernes i et stykke
- ✓ Efterlader ikke rester i såret
- ✓ Opretholder et fugtigt sårmiljø
- ✓ Høj absorption



### Produktbeskrivelse

Tegaderm Alginate Ag anvendes til moderat og kraftigt væskende sår - både overfladiske og dybe, hvor der er infektion eller øget risiko for infektion. Har vedvarende antimikrobiel effekt i op til 21 dage. Skiftes efter behov efter eksudationsmængde. Kan fjernes i et sammenhængende stykke uden at efterlade rester i såret. Kan anvendes under kompression.

Fikseres med passende sekundær bandage.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Alginate Ag
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumalginat, sølv
Længde/dybde	30 cm
Bredde	3 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	31.5 cm	25.5 cm	26 cm	4046719202300
pk	10 stk	25.5 cm	12.3 cm	6.2 cm	4046719202294
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt