



## Produktdatablad

# Sårkontaktlag m/sølv, Acticoat Flex 3, 5x5cm

Varenummer: 221562



## Varedeklaration

Forpakning: 5 Stk pr. Pakke, 3 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Sølvbandage. Varemærke: Acticoat. Vareserie: Flex 3. Holdbarhed: 2,5 år fra produktionsdato. Farve: sort. Ingredienser/sammensætning: 100% polyester, nanokrystalliseret sølv. Features: uden klæber, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 5 cm. Bredde: 5 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Acticoat Flex 3 fleksibelt sårkontaktlag med sølv anvendes til sår med risiko for infektion eller til infektiøse sår. Har en hurtig og langvarig antimikrobiel effekt, som indtræder inden for 30 min og holder i op til 3 dage. Kan anvendes til alle typer sår. Lægges fladt på sårbunden eller fyldes løst i det dybere sår. Sårkontaktlaget har en åben struktur, hvilket muliggør let væskegennemstrømning, og derved mindsker risiko for maceration af hudomgivelser. Passende sekundær bandage ovenpå, alt efter skiftefrekvens og eksudatmængde. Kan klippes i. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 222149