

Varenummer 221565

Sølvbandage, Acticoat Flex 3, 20x10cm, sort, uden klæber, latexfri, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Acticoat Flex 3 fleksibelt sårkontaktlag med sølv anvendes til sår med risiko for infektion eller til infektiøse sår. Har en hurtig og langvarig antimikrobiel effekt, som indtræder inden for 30 min og holder i op til 3 dage. Kan anvendes til alle typer sår. Lægges fladt på sårbunden eller fyldes løst i det dybere sår. Sårkontaktlaget har en åben struktur, hvilket muliggør let væskegennemstrømning, og derved mindsker risiko for maceration af hudomgivelser. Passende sekundær bandage ovenpå, alt efter skiftetfrekvens og eksudatmængde. Kan klippes i.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Acticoat
Vareserie	Flex 3
Farve	Sort
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% polyester, nanokrystalliseret sølv
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2,5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	28.5 cm	17 cm	2.5 cm	40565124865
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt