



Varenummer 221582

Hydrobalancebandage, Suprasorb X, 20x14cm, kompres, latexfri, steril, engangs

- ✓ Kan både optage og afgive fugtighed
- ✓ Enkel at håndtere
- ✓ Bredt indikationsområde
- ✓ Let at tilpasse til sårets form og dybde



Produktbeskrivelse

Suprasorb X sårforbinding regulerer fugtigheden efter behov. Anvendes til tørre og svagt til moderat væskende sår, hvor man ønsker en bandage, der både er i stand til at absorbere og afgive fugt til såret. Et tørt sår vil få tilført fugt og i et fugtigt sår, vil bandagen absorbere eksudatet. Giver samtidig en kølende og smertestillende effekt. Det kan opleves ved bandageskift, at huden omkring såret ser macereret ud, men dette er naturligt og skal blot fjernes, og huden er hel nedenunder.

Fikseres med sekundær bandage, hvorved udtørring af bandagens også undgås.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrobalancebandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	X
Features	Kompres, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Cellulose, vand, klorhexidin glukonat
Længde/dybde	20 cm
Bredde	14 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	65 stk	22.7 cm	20.6 cm	30.1 cm	
pk	5 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.