

Varenummer 221589



Kulbandage, Vliwaktiv AG, 20x10cm, stærkt absorberende, steril, engangs

- ✓ Stærkt absorberende kompres
- ✓ Til overfladiske, meget væskende sår
- ✓ Indeholder sølv og aktivt kul
- ✓ Reducerer lugt og binder bakterier



Produktbeskrivelse

Vliwaktiv AG er et stærkt absorberende kompres, der hurtigt og effektivt absorberer sekret. Vliwaktiv AG stærk absorberende kompres er specielt velegnet til overfladiske meget væskende sår. Det antimikrobielle sølv i kombination med det aktive kul fjerner lugt fra såret og fremmer helingen ved at binde og nedbryde bakterier i bandagen. Anbring bandagen med den mørke side ned mod såret. Skal overlappes sårkanten med 2-3 cm. Fikseres med sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kulbandage
Varemærke	Vliwaktiv
Vareserie	AG
Features	Stærkt absorberende, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven, aktivt kul, sølv, cellulose
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	110 stk	60 cm	19 cm	33.5 cm	4021447309422
pk	10 stk	30.3 cm	15.7 cm	5.9 cm	
stk	1 stk				4021447309408



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE