



Varenummer 221595

Filmforbinding, Curapor Transparent, 10x8cm, latexfri, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til overfladiske sår. Sårkompresset absorberer straks eksudat og hænger ikke fast i såret ved forbindsskift. Kan anvendes i brusebad.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Curapor
Vareserie	Transparent
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, PA, polyester, viskose, PE
Længde/dybde	10 cm
Bredde	8 cm
Størrelse på sårpude	4 x 6 cm
Steriliseringemetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	25.5 cm	16.5 cm	17 cm	
pk	25 stk	15 cm	11 cm	4 cm	4021447221564
stk	1 stk				4021447221557



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt