

Varenummer 221603



Nonwoven kompres, ABENA, 4-lags, 7,5x7,5cm, hvid, cleanbox, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Sårsoignering



Produktbeskrivelse

ABENA Nonwoven kompres highclean er en blød kompres med mange anvendelsesmuligheder inden for bl.a. sundhedsvæsenet, hvor sterile produkter ikke er påkrævet, men hvor man ønsker en meget høj renhedsgrad. Anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker i forbindelse med sårsoignering mv. Materialet er blødt med en glat overflade og har en høj absorptionsevne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Cleanbox, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Viskose, polyester
Ingrediensliste	Viscose, polyester
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Tykkelse	30 g/m2
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	9000 stk	40.3 cm	40 cm	48.6 cm	6972403421932
pk	150 stk	23.6 cm	7.8 cm	6.6 cm	6972403421925
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.