



Varenummer 221607



## Slidskompres med Y-slids, ABENA, 4-lags, 10x10cm, hvid, 2 stk./pouch, latexfri, steril

- ✓ Sugende
- ✓ Blød
- ✓ Behagelig
- ✓ Y-slids



### Produktbeskrivelse

ABENA absorberende kompres med Y-slids er en blød og behagelig nonwoven pude. Anvendes bl.a. til absorption omkring diverse katetre og dræn, kan anvendes både ved sterile og ikke-sterile procedurer. Kompresset har høj absorptionsevne og er behagelig i brug for patienten. Hver pose indeholder 2 stk. swabs med slids.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Slidskompres med Y-slids
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	2 stk./pouch, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Viskose & polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Tykkelse	30 g/m <sup>2</sup>
Antal lag	4-lags
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1800 stk	42 cm	29.5 cm	40.3 cm	6972403421833
pk	100 stk	13.5 cm	13 cm	12.3 cm	6972403421826
stk	1 stk				6972403421819



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt