



Varenummer 221609



Gazetampon, ABENA, Ø3cm, hvid, nr. 3, 17-tråds, 5 stk./pouch, latexfri, steril

- ✓ Absorberende
- ✓ Bløde
- ✓ Fnugfrie



Produktbeskrivelse

ABENA gazetamponer er bløde tamponer som er et godt arbejdsværktøj til soignering af et sår. Tamponerne er fnugfrie. Anvendes til aftørring af hud, absorption af væske, samt soignering af sår, hvor der kræves sterile kompresser.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazetampon
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Nr. 3, 17-tråds, 5 stk./pouch, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Diameter	3 cm
Vægt, netto	0.5 g
Vægt, brutto	3.9 g
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	40.7 cm	25.7 cm	25.6 cm	6972403304822
pk	125 stk	25.3 cm	9.8 cm	11.8 cm	6972403304815
stk	1 stk				6972403304808



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt