



Varenummer 221661



Gazetampon, ABENA, Ø3cm, hvid, nr. 3, 17-tråds, latexfri, usteril

- ✓ Absorberende
- ✓ Bløde
- ✓ Fnugfrie
- ✓ Kan steriliseres med R eller EtO
- ✓ Kan autoklaveres



Produktbeskrivelse

ABENA gazetamponer er bløde tamponer som er et godt arbejdsværktøj til soignering af et sår. Tamponerne er fnugfrie. Anvendes til aftørring af hud, absorption af væske, samt soignering af sår.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Gazetampon
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Nr. 3, 17-tråds, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bomuld
Diameter	3 cm
Vægt, netto	0.5 g
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan steriliseres ved EO/EtO samt ved autoklave (damp) op til 124°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 stk	34 cm	22 cm	35 cm	6972403304105
pk	250 stk	28 cm	9 cm	20 cm	6972403304099
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.