



Varenummer 221670

Salvekompres, Atrauman, 5x5cm, steril

- ✓ Lindrer smerte
- ✓ Ingen risiko for fastvoksning
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Økonomisk
- ✓ Beskytter såret
- ✓ Mange anvendelsesområder
- ✓ Plejer sårkanterne



Produktbeskrivelse

Atrauman er et salvekompres, som støtter sårhelingen effektivt i alle dens faser. Anvendes til atraumatisk sårbehandling i alle faser af sårhelingen. Polyesternet imprægneret med triglycerider. Anvendes som sårkontaktagt i sår bunden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden at denne klæber til sår bunden.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Atrauman
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	Polyester, triglycerider
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke resteriliseres.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	400 stk	26 cm	19.5 cm	15.5 cm	
pk	10 stk	12.3 cm	9.3 cm	1.3 cm	4049500934237
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE