



Varenummer 221671

Salvekompres, Atrauman, 10x7,5cm, steril

- ✓ Lindrer smerte
- ✓ Ingen risiko for fastvoksning
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Økonomisk
- ✓ Beskytter såret
- ✓ Mange anvendelsesområder
- ✓ Plejer sårkanterne



Produktbeskrivelse

Atrauman er et salvekompres, som støtter sårhelingen effektivt i alle dens faser. Anvendes til traumatisk sårbehandling i alle faser af sårhelingen. Polyesteret imprægneret med triglycerider. Anvendes som sårkontaktlag i sårbinden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden at denne klæber til sårbinden.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Atrauman
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyester, triglycerider
Længde/dybde	10 cm
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke resteriliseres.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	24.6 cm	18.6 cm	15.5 cm	
pk	10 stk	17.4 cm	11.8 cm	0.9 cm	4049500400374
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt