



Varenummer 221678

Fingerforbinding, Stülpa, 1, 300% elasticitet, usteril



Produktbeskrivelse

Stülpa er en sømløs, strikket tubegaze med stor længde- og tværelasticitet. Materialet er især ideelt for zinklim- og gipsforbindinger, til fikserende forbindinger og til forlængelsesforbindinger.

Forbindingen har en sammenhængende overflade og løsner sig derfor ikke selv ved mekanisk belastning. På grund af sin høje strækbarhed er Stülpa enkel og hurtig at applikere uden hjælpemiddel. Der dannes ikke folder og det glider ikke.

Sår og ømfindige hudpartier bliver effektivt beskyttet. Består af 70% viskose og 30% bomuld hvorfor det er behageligt at bære. Stülpa er endvidere sugende, luftgennemtrængelig og kan steriliseres. Det er muligt at klippe i produktet, uden der opstår løbemasker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerforbinding
Varemærke	Stülpa
Størrelse	1
Features	300% elasticitet, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	70% viskose, 30% bomuld
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	18.4 cm	8.6 cm	7.3 cm	4049500302340



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

