

Varenummer 221708

Skiftesæt, med metalinstrumenter, steril



Produktbeskrivelse

Skiftesæt med metalinstrumenter. Anvendes til debridering og soignering af sår. Indeholder: 1 saks, buet spids/spids, 11,5 cm. 1 Adson anatomisk pincet, 12 cm. 1 Adson kirurgisk pincet, 12 cm. 5 stk. non-woven swabs, 7,5x7,5 cm. 1 stk. bakke, 2,5x18x9 cm. 1 stk. sterilt skifteunderlag, 55x55 cm.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skiftesæt
Features	Med metalinstrumenter, steril
Engangs/flergangs	Engangs
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Metalinstrumenterne bør kasseres efter nationale retningslinjer. Bør ikke anvendes hvis den sterile forpakning er brudt.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Adskilles og fraktion bortskaffes efter lokale regler
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 pk	27 cm	38 cm	20 cm	
pk	1 stk	19 cm	16 cm	2 cm	

STERILE

Produktet er sterilt