



Varenummer 221723

Sårskyllevæske, Prontosan, 350 ml, flaske, steril



Produktbeskrivelse

Prontosan sårskyllevæske nedbryder biofilm og bekæmper effektivt bakterier i akutte og kroniske sår. Prontosan opløser fibrinbelægninger/nekroser og forebygger infektion. Lugtgener reduceres, og der er ingen smerter i forbindelse med anvendelse af produktet. Kan kombineres med alle sårbehandlingsprodukter på markedet.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårskyllevæske
Varemærke	Prontosan
Features	Flaske, steril
Ingredienser/sammensætning	Polyhexanid 0,1%, undecylenamidopropylbetain 0,1%, sterilt vand
Rumindhold, netto	350 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato.
Holdbarhed, åbnet	Produktet skal bruges umiddelbart efter anbrud
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Såret skylles/aftørres med skyllevæske for at fjerne løse belægninger. Til slut aftørres såret med en kompres.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	29 cm	12 cm	22.3 cm	4039239541264
stk	1 stk				4039239541271



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt