



Varenummer 221724

Sårgel, Prontosan, 30 ml, flaske, latexfri, steril



Produktbeskrivelse

Prontosan sårgel nedbryder biofilm og bekæmper effektivt bakterier i akutte og kroniske sår. Prontosan opløser fibrinbelægninger/nekroser og forebygger infektion. Lugtgener reduceres, og der er ingen smerter i forbindelse med anvendelse af produktet.

Kan anvendes i kombination med Prontosan sårskyllevæske.

Kan kombineres med alle sårbandager på markedet.

Gelen må være i såret i op til 7 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårgel
Varemærke	Prontosan
Features	Flaske, latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	0,1% polyhexanid , 0,1% undecylenamidopropylbetain (Betain) bryder overfladespændingen på biofilmen
Rumindhold, netto	30 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Efter åbning holdbart i 8 uger
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	20 stk	21 cm	13.2 cm	13 cm	
stk	1 stk				4039239541332



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.