



Produktdatablad

Gel m/PHMB steril 30 ml, Prontosan

Varenummer: 221724



Varedeklaration

Forpakning: 20 stk pr. kolti. 120 kolti pr. palle. Produktbetegnelse: Sårgel. Varemærke: Prontosan. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Holdbarhed, åbnet: Efter åbning holdbart i 8 uger. Ingredienser/sammensætning: 0,1% polyhexanid , 0,1% undecylenamidopropylbetain (Betain) bryder overfladespændingen på biofilmen. Features: flaske, latexfri, steril. Steriliseringsmetode: A. Rumindhold, netto: 30 ml. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Prontosan sårgel nedbryder biofilm og bekæmper effektivt bakterier i akutte og kroniske sår. Prontosan opløser fibrinbelægninger/nekroser og forebygger infektion. Lugtgener reduceres, og der er ingen smerter i forbindelse med anvendelse af produktet. Kan anvendes i kombination med Prontosan sårskyllevæske. Kan kombineres med alle sårbandager på markedet. Gelen må være i såret i op til 7 dage. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes ved/af-kendt allergi, eller mistanke om allergi, over for en af produktets ingredienser- gravide eller ammende, grundet manglende relevante kliniske forsøg samt klinisk erfaring med målgruppen. Undgå kontakt med åbne sår, det indre øre og mellemøret, det centrale nervesystem, øjnene, hyalinbrusk og meninges. Læs den medfølgende brugervejledning for yderligere oplysninger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.