

Varenummer 221751

## Sutfjerningssæt, plastpincet, suturkniv, 3 gazeviskere, steril

✓ Alt-i-ét sæt

CE

### Produktbeskrivelse

Anvendes når der ønskes et samlet sæt ved steril fjernelse af suturer. Indeholder: bakke, plast-pincet, sutfjerningskniv og 3 nonwoven tamponer.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutfjerningssæt
Features	Plastpincet, suturkniv, 3 gazeviskere, steril
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	320 stk	60 cm	40.6 cm	41.2 cm	7395502029745
pk	20 stk	18 cm	14 cm	19 cm	7395502056451
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt