



Varenummer 221754

Plastskål, 250 ml, transparent, PP, med graduering, steril enkeltpakket

Produktbeskrivelse

Anvendes fx til opbevaring af væske eller swabs ved sterile procedurer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastskål
Sekundær farve	Transparent
Features	Med graduering, steril enkeltpakket
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	250 ml
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	180 stk	56.5 cm	39 cm	51.5 cm	7395502033384
pk	30 stk	37 cm	18 cm	24.7 cm	7395502050565
stk	1 stk				

Produktet er steril

STERILE