

lipomed® ansigt/skjorte

... er den økonomiske kompressionsbeklædning efter kosmetisk plastikkirurgi.

Egenskaber for ansigtet

Optimal kompressionsbehandling er særligt vigtig efter fedtsugning i hageområdet. Lipomed ansigt fungerer som en effektiv kompressionsbandage til dette område

- lipomed ansigt er meget komfortabel at have på. Materialets højelasticitet gør det muligt at justere bandagen perfekt til ansigtets konturer for at opnå en effektiv kompressionsbehandling, mens hudvenlig åndbarhed sikrer en frisk følelse.
- Et integreret farvekodningssystem gør det lettere at anvende lipomed ansigt korrekt. Velcro-lukningerne sørger for et sikkert hold.

Skjorteegenskaber

lipomed skjorten giver tilstrækkelig kompression efter fedtsugning i forbindelse med gynækomasti og på underarm og øverste rygområder hos mænd.

- lipomed skjorten er altid specialsyt. Dette sikrer den nødvendige kompression for hver individuel kropsform.
- Alle sømme er udvendige – og hindrer effektivt, at der dannes uønskede rynker i vævet.




Produktfordele for lipomed ansigt

Unikke produkttegenskaber opfylder lægernes og patienternes højeste krav om pålidelig og sikker medicinsk behandling.


Farvekodningssystem

Farvede Velcro-lukninger gør det let at tage dette klædningsstykke på.

Produktfordele for lipomed skjorte

Kombineret lukning

Kombinationen af hægte og malle-lukning og Velcro-lukning gør det let at tage beklædningsstykket på.



Lipomed skjorte leveres som made-to-measure i farven Sort.

Størrelsesoversigt

Størrelser	Farve
Under 40 cm	Hvid
Over 38 cm	Hvid