



Varenummer 221757

Sårgel, Prontosan X, tube 250g, latexfri, steril, 250 g

- ✓ Nedbryder biofilm, og bekæmper bakterier i sår
- ✓ Reducerer hurtigt ubehagelig sårlugt
- ✓ Forebygger infektion



Produktbeskrivelse

Prontosan Sårgel X er en viskøs gel, der nedbryder biofilm og bekæmper bakterier i akutte og kroniske sår effektivt. Prontosan opløser fibrinbelægninger/nekroser og forebygger infektion. Lugtgener reduceres, og der er ingen smerter i forbindelse med anvendelse af produktet. Prontosan Sårgel X er særligt egnet til kroniske sår med behov for længerevarende oprensning.

Kan anvendes i kombination med Prontosan sårskyllevæske. Kan kombineres med alle sårbandager på markedet.

Sårgelen er holdbar i op til 8 uger efter anbrud. Gelen må være i såret i op til 7 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårgel
Varemærke	Prontosan
Vareserie	X
Features	Tube 250g, latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	Polyhexanid 0,1%, undecylenamidopropylbetai, glycerol, hydroxyetylcellulose, sterilt vand
Vægt, netto	250 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes ved/af: - kendt allergi, eller mistanke om allergi, over for en af produktets ingredienser - gravide eller ammende, grundet manglende relevante kliniske forsøg samt klinisk erfaring med målgruppen Undgå kontakt med åbne sår, det indre øre og mellemøret, det centrale nervesystem, øjnene, hyalinbrusk og meninges. Læs den medfølgende brugervejledning for yderligere oplysninger.
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Efter åbning holdbart i 8 uger
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	20 stk	33 cm	23.3 cm	22 cm	4046963840150
stk	1 stk				4046963840174



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.