



Varenummer 221765

Skiftesæt, med plastpincet, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes når der ønskes et samlet sæt ved steril sårskift. Indeholder: 1 pincet, skål, 5 non-woven viskere og afdækningsstykke 40x46cm.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skiftesæt
Features	Med plastpincet, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	46 cm	40 cm	55 cm	7395502000225
pk	50 stk	46 cm	25.5 cm	19 cm	7395502050800
stk	1 stk				5703538053078



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE