



Varenummer 221797

Drænagepose, Cook, 30x16,5cm, 500 ml, med 2 slanger



Produktbeskrivelse

Drænageposen anvendes primært til patienter med enkel nefrostomi, men kan også anvendes til patienter med fx galdedrænage. Slangelængde: 30 cm, elastiklængde: 19-92 cm (uden clips).



Specifikationer

Produktbetegnelse	Drænagepose
Varemærke	Cook
Features	Med 2 slanger
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHP
Længde/dybde	30 cm
Højde	16.5 cm
Rumindhold, brutto	500 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Skiftes 1 gang ugentligt. Der medfølger justerbart elastikbælte, bør bæres uden på trusserne for at undgå at lædere huden.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	44 cm	26 cm	8 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt

PHT DEHP

Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater