



Varenummer 221806

Trykaflastning, HeeLift, M-L, beige, æggebakke-inderside

Produktbeskrivelse

Heelift anvendes til behandling og forebyggelse af tryksår på hæle og fod. Til patienter med ikke ødematøse ben. Med ventilationshuller, lukkes med velcrobånd, har glat bagside, så den ikke hænger i underlag. Ekstra, lille pude medfølger til kontrol af benrotation, for at undgå dropfod mm. Kan tilklippes, så den bliver specielt tilpasset patientens fod ved fremspring, sår eller lign. Må gerne anvendes når der er sår.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Trykaflastning
Varemærke	HeeLift
Størrelse	M-L
Sekundær farve	Beige
Features	Æggebakke-inderside
Ingredienser/sammensætning	PU-skum
HMI-nr.	38272
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør kun anvendes i seng eller stol.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 60°C i vaskepose – i maskine.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	41 cm	20 cm	15 cm	00831727009348