



Varenummer 221817

## Superabsorberende bandage, Curea Clean, 20x10cm, uden klæber, usteril

- ✓ Høj absorptionskapacitet og -hastighed
- ✓ Sikker retention
- ✓ Sikker bakteriel håndtering



### Produktbeskrivelse

Curea Clean anvendes som absorberende bandage ved moderat til kraftigt væskende sår. Bandagen består af en midte af cellulose og superabsorbanter, inder-siden er af et meget hudvenligt og gennemtrængeligt materiale, der den binder væske, blod og bakterier i bandagen, og har en høj retensionsevne, og er således meget velegnet under kompression. Ydersiden er permeabel. Bandagen skal lægges med den hvide side mod såret. Er fri for lim og bindemidler. Bandagen sikrer hurtig og effektiv absorption af eksudat, minimerer risikoen for maceration af hudomgivelser.

Anvendes som sekundær bandage ved akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion. Ideel under kompression.

Appliceres med den hvide side mod såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter. Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.

Der må ikke klippes i bandagen. Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage og lign.) Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.

Kan ligge på såret i op til 7 dage.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	Curea
Vareserie	Clean
Features	Uden klæber, usteril
Ingredienser/sammensætning	PP, cellulose, superabsorberende polymer
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke klippes i. Må ikke anvendes til tørre sår. Må ikke anvendes på slimhinder, øjne, sener og knogler.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1050 stk	61 cm	41.5 cm	31 cm	5703538052996
pk	50 stk	22 cm	22 cm	4.5 cm	
stk	1 stk				4260223630484



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.